

# CEWNIK FOLEY 100% SILIKON CH 18 Z KONTRASTEM

Cena: 15,89 zł



## Opis produktu

### CEWNIK FOLEY 100% SILIKON CH 18 Z KONTRASTEM

Cewnik Foleya dedykowany jest personelowi medycznemu, opiekunom w specjalistycznych placówkach i opiekunom domowym. Cewnik wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu z silikonowaną powierzchnią ułatwiającą wprowadzanie. Możliwość utrzymania do 29 dni.

Cewnik urologiczny jest wyrobem jednorazowym, który wprowadza się do szyi pęcherza moczowego w celu odprowadzenia moczu. Innym zastosowaniem cewnika urologicznego jest podawanie leków bezpośrednio do układu moczowego. Cewnik urologiczny może być wykorzystywany w różnych badaniach obrazowych takich jak cystografia czy cystometria.

Cewnik Foleya to cienka, sterylna rurka wprowadzana do pęcherza w celu odprowadzania moczu. Ponieważ może być pozostawiony w pęcherzu przez pewien czas, nazywany jest również cewnikiem stałym. Na końcu utrzymywany jest w miejscu balonikiem wypełnionym sterylną wodą. Mocz spływa przez rurkę cewnika do worka, który jest opróżniany, gdy jest pełny. Procedura zakładania cewnika nazywana jest cewnikowaniem.

Cewniki Foleya zastosowanie:

Zatrzymanie moczu, wysiłku przy oddawaniu moczu, zmniejszenia wielkości i siły strumienia moczu, przerywania strumienia moczu i uczucia niepełnego opróżnienia.

Niedrożność cewki moczowej przez anatomiczny stan, który utrudnia oddawanie moczu: przerost prostaty, rak prostaty lub zwężenie cewki moczowej,

Monitorowanie wydalenia moczu u osoby w stanie krytycznym lub po urazie,

Pobranie sterylnej próbki moczu do celów diagnostycznych

Dysfunkcja pęcherza moczowego np. po urazie kręgosłupa (cewnik można regularnie wprowadzać, aby pomóc w oddawaniu moczu),

Badanie obrazowe dolnych dróg moczowych,

Po operacji

Urologiczny cewnik Foley dwudrożny z plastikową zastawką właściwości:

Cewnik wykonany z najwyższej jakości medycznej odmiany 100% silikonu materiał ten ogranicza reakcję błon śluzowych i zwiększa

#### komfort pacjenta

Dzięki idealnie gładkiej powierzchni zapobiega inkrustacji kryształków moczowych przez co wydłuża czas utrzymania cewnika u pacjenta

Wyposażone w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach

Wewnątrz opakowania dodatkowa, osobno pakowana zatyczka, pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką na zakończeniu

Całkowicie transparentny materiał umożliwia dokładną kontrolę i obserwację moczu wewnątrz cewnika

Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie

Plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu

Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

Podwójne pakowanie - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

Możliwość utrzymania do 29 dni