

## DETRAMAX PODKOLANÓWKI UCISKOWE 3/4 CZARNE



Cena: 26,18 zł

### Opis słownikowy

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. |
| Przechowywanie                     | Temperatura pokojowa                |
| Rejestracja                        | Środki zaopatrzenia technicznego    |

### Opis produktu

## DETRAMAX PODKOLANÓWKI UCISKOWE 3/4 CZARNE

### O PRODUKCIE

#### Opis

Codienne noszenie podkolanówki uciskowych Detramax jest ważnym elementem profilaktyki żylaków, obrzęków nóg i innych problemów, u podłoża których leżą zaburzenia krążenia żylnego. Specjalistyczne wyroby uciskowe (rajstopy, pończochy lub podkolanówki), zmniejszą obrzęk i przywracają kończynom fizjologiczne kształty.

Ucisk masuje kończynę przy każdym stawianym kroku i zmusza do efektywności działania tzw. pompę mięśniową podudzia. Dzięki wzmocnionej i zaznaczonej pięcie łatwo jest założyć podkolanówki tak, aby można było precyzyjnie umieścić we właściwym miejscu na nodze strefę największego ucisku podkolanówki, znajdującą się w okolicy kostki. Podkolanówki Detramax są bardzo elastyczne i trwałe - nie tracą swoich właściwości nawet do 100 prai.

Zawartość opakowania

## Profilaktyczne podkolanówki uciskowe Detramax, czarne, rozmiar 3-4 - 1 para

### Przeznaczenie produktu

Do codziennego noszenia, profilaktycznie, przy uczuciu ciężkości i zmęczeniu nóg, przy niewielkich żylakach nóg, w ciąży.

### Charakterystyka produktu

Cechy profilaktycznych podkolanówek uciskowych Detramax:

I klasa ucisku, wyrób profilaktyczny,

Stopień kompresji: 11 – 13 mmHg,

Rozmiar 3-4 (Odpowiada rozmiarowi buta 39-43),

Kolor czarny,

Grubość 70 den,

Stopniowany ucisk na całej długości nóg gwarantuje prawidłowe stymulowanie przepływu krwi od kostek, gdzie gromadzi się najwięcej zalegającej krwi w kierunku serca, niwelując w ten sposób obrzęk i uczucie ciężkich nóg.

Umieszczenie 100% ucisku w obszarze kostki gwarantującego prawidłowe działanie wyrobu, możliwe jest tylko przy zaznaczonej pięcie, w przeciwnym razie wyrób naciągany jest według indywidualnej siły pacjenta, nie zawsze lokując obszar największego ucisku właśnie nad kostką.

Zastosowanie specjalistycznej technologii Lycra Energize powoduje, że wyrób jest wyjątkowo trwały i odporny na zaciągnięcia, rozciągnięty nawet 7 krotnie powraca do swojego pierwotnego kształtu. Gwarantuje prawidłowy stopień i rozkład ucisku do 100 prań.

Aktywne jony srebra zapobiegają rozmnażaniu się pleśni i bakterii, co zwiększa higieniczność i trwałość rajstop oraz przeciwdziała powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i uprzyjemnia codzienne noszenie podkolanówek.

### Stosowanie produktu

Nosić jak zwykłe podkolanówki. Należy uważać, aby pięta znalazła się dokładnie w zaznaczonym miejscu. Dzięki temu masz pewność, że strefa maksymalnego ucisku podkolanówki znajduje się tam, gdzie powinna - w okolicy kostki.

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 80,

00-175 Warszawa