

APARAT KOREKCYJNY MARCIN /I/ paluchowi koślawemu/



Cena: 37,03 zł

Opis produktu

Aparat korekcyjny MARCIN z EKSPANDEREM - 2 szt.

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 0.1 kg

Rodzaj aparat korekcyjny

Rozmiar uniwersalny

Opis

Masz problem z doбором ładnego obuwia? Ból i dyskomfort towarzyszący Haluksom ogranicza Twój wybór tylko do wygody? Wstydzisz się swoich stóp?

Czas na działanie i profilaktykę zmniejszającą Twoje dolegliwości. Profilaktykę w zaciszu domowym podczas odpoczynku.

Ten produkt jest do tego odpowiedni.

Aparat na haluksy MARCIN + EKSPANDER GRATIS! Model M1

Aparat na haluksy MARCIN + EKSPANDER GRATIS!

ORYGINALNY APARAT KOREKCYJNY "MARCIN" z EKSPANDEREM (2 sztuki) BEŻOWY
NA LEWĄ I PRAWĄ STOPE

DO STOSOWANIA W TRAKCIE SNU I WYPOCZYNKU

Aparat na haluksy MARCIN + EKSPANDER GRATIS! Kolor dominujący ecru

Profesjonalny wyrób medyczny stosowany do zapobiegania i leczenia palucha koślawego oraz w rehabilitacji pooperacyjnej.

Głównym zadaniem EKSPANDERA jest:

- zwiększenie skuteczności aparatów korekcyjnych MARCIN - a więc jeszcze lepsza walka z haluksami!
- odbudowa prawidłowej struktury mięśni
- poprawienie ruchomości dużego palca stopy

Zawartość opakowania:

- aparat na prawą stopę - 1 sztuka
- aparat na lewą stopę - 1 sztuka
- gumowy ekspander do ćwiczeń - 1 sztuka
- instrukcja użytkowania

Zalecenia: użytkowanie aparatu należy rozpocząć od jednej godziny w ciągu dnia, stopniowo wydłużając czas noszenia. Skuteczność i siła korekcyjna aparatu zależy od siły naciągnięcia rzepu – zaleca się więc STOPNIOWE jej zwiększanie.

Przeciwwskazania: nie stosować bezpośrednio na zranienia, otarcia i obrzęki; zaleca się konsultacje lekarskie w przypadku cukrzycy, zaburzeń krążenia i chorób stóp.

- Prosta budowa,
- Uniwersalność,
- Łatwość użycia,
- Kilkudziesięcioletnia tradycja,
- Innowacyjność

a przede wszystkim SKUTECZNOŚĆ powodują, że aparat MARCIN to jedna z najlepszych propozycji dostępnych na polskim rynku.

Aparat MARCIN został wyprodukowany w Polsce wyłącznie z elementów pochodzących od polskich producentów.

Aparat na haluksy MARCIN + EKSPANDER GRATIS! Strona uniwersalna

Aparat na haluksy MARCIN + EKSPANDER GRATIS! Zastosowanie noc

Uwaga: Dla zwiększenia skuteczności działania aparatu „MARCIN” polecamy aparat korekcyjny na dzień „MARCIN II” lub „MARCIN II LUX”. Są to aparaty w postaci klinów międzypalcowych, używane w trakcie chodzenia. Dostępne na naszych aukcjach.

Aparaty MARCIN zostały wyprodukowane w Polsce wyłącznie z komponentów pochodzących od polskich producentów.

Aparat na haluksy MARCIN + EKSPANDER GRATIS! Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 0.1 kg

Aparat MARCIN, to profesjonalny wyrób medyczny, oznaczony znakiem CE i zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych pod numerem

Oznacza, to że jest zgodny ze wszystkimi dyrektywami UE, a tym samym bezpieczny dla zdrowia.

Rozpocznij użytkowanie od 2-3 godzin w ciągu dnia i stopniowo wydłużaj ten czas. Pozwól stopie przyzwyczać się do aparatu. Na początku zbyt długie użytkowanie może powodować ból i dyskomfort.

Pamiętaj, że konsekwencja w działaniu to klucz do sukcesu. W wolnych chwilach wykonuj ćwiczenia, dzięki nim wzmocnisz mięśnie stóp.

Dla zwiększenia skuteczności działania aparatu MARCIN polecamy aparat korekcyjny na dzień MARCIN II lub MARCIN II LUX. Są to aparaty używane w trakcie chodzenia, a regularnie stosowane w ciągu dnia dają możliwość zapobiegania i leczenia palucha koślawego

Producent:
NEURON s.c.
ul. Grochowska 114,
04-301 Warszawa.